



Z-Band QuickClip Soft Wristband

斑马舒适型搭扣医疗腕带

腕带是患者安全的基础。如果腕带失效并且无法扫描，患者医疗服务、患者安全以及工作流势必会受到显著影响。Zebra 的耗材研发团队开发了市场中特别耐用的热敏腕带之一——Z-Band。自1998年以来，有超过30亿的患者采用我们的腕带进行识别，因此，Zebra 值得您信赖。



主要特性

- 多层热敏复合材料，强抗拉伸强度同时增加腕带柔软度，保证患者佩戴舒适度。
- 不含乳胶
- MR-safe*
- 抗菌涂层可保护腕带免受降解
- 耐受常见洗手液及酒精溶剂，耐用性贯穿整个入院周期
- 封口：斑马搭扣，方便患者调节最合适的宽度来佩戴腕带。牢固安全保证患者唯一识别可靠性。
- 尺寸：成人，儿童
- 常规颜色：白色、粉色、蓝色
- 匹配斑马桌面打印机
GK888, ZD888, ZD410, ZD420



产品规格

- 成人款：30.16mm x 279.4mm
Z-Band QuickClip Soft
100 PCS/ROLL 1in 管芯
- 儿童款：30.16mm x 200 mm
Z-Band QuickClip Soft
150 PCS/ROLL 1in 管芯
- 腕带 PN: QCWB-ADULT-W 白色
QCWB-ADULT-P 粉色
QCWB-ADULT-B 蓝色
- 腕带 PN: QCWB-PED-P 粉色
QCWB-PED-B 蓝色

注释：*Z-Band 腕带采用聚丙烯和丙烯酸材料制成。热敏成像化学成分主要由隐性染料和显影剂组成。使用的油墨/清漆为 UV 清漆和水性油墨。这些特定的患者身份识别腕带内部或外部均不含任何金属成分。因此，Z-Band 腕带被认为符合 MR-Safe 要求。



扫一扫 申请试用

了解更多产品和行业应用：www.zebra.com

斑马技术销售支持热线：4009201899

(注：如果您是铁通用户，请发邮件至contact.apac@zebra.com咨询)



上海 上海市静安区石门一路288号 兴业太古汇香港兴业中心二座 2801 & 2807 - 2812 200040 电话：+86 21 6010 2222 传真：+86 21 6288 8393	北京 北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心D座 1203-1206室 100013 电话：+86 10 5662 2000 传真：+86 10 5825 7426	广州 广州市林和西路9号 耀中广场B3412-3415室 510610 电话：+86 20 3810 7798 传真：+86 20 3810 7783	成都 成都市高新区交子大道 177号中海国际中心 B座1511室 610041 电话：+86 28 8333 7630 传真：+86 28 8556 6582	南京 南京市鼓楼区汉中路2号 金陵世贸中心 1262-1264室 210005 电话：+86 25 8576 8887 传真：+86 25 5857 9887	武汉 武汉市武昌区中南路7号 中商广场写字楼A座 1817室 430071 电话：+86 27 8773 7490 传真：+86 27 8773 7493	深圳 广东省深圳市福田区中心 四路一号嘉里建设广场 第一座1704室 518048 电话：+86 755 3305 3911 传真：+86 755 3651 3950	香港 香港九龙尖沙咀 广东道5号 海洋中心7楼712室 电话：+852 5803 3700 传真：+852 2157 0333	台北 台北市信义区松高路9号 统一国际大楼13楼 110 电话：+886 2 87299300 传真：+886 2 87299388
--	---	--	--	--	--	--	--	---